

COLLAGENE AT® MEMBRAN



Collagene AT® , geri emilime sahip, doku yapılandırılması için kullanılan membran'dır.

Collagene AT® , bariyer görevini gören hypoalerjik lyophilize kollajendir.

Yüzeyindeki mikro pütürler, membranın dikiş atmadan adhezyon ile dokuya bağlanmasını sağlar.Kuru bir ameliyat aracıyla alınıp kuru, gazlı bezle bastırılan membran etrafındaki dokunun şeklini alarak yapışır.Bağ dokusunun içeri sızmasını önlemek için **Collagene AT®** hydroxylapatitenin üstüne uygulanmalıdır.

Üç farklı ebatta bulunur.

4101: 22x22mm (kare)

4102: 6mm iç çapı 17mm dış çapı (çember)

4104: 20x30 mm.

Önemli Not:

AT collageni sadece tek kullanımlıktır.Gama ışınlarıyla steril edilmiş halde ısı ile yapıştırılmış ambalaj içindedir. Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Kullanımdan 'hemen' önce açılmalıdır. 40°C üstündeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.